

ビーズ破碎機はうるさい、の常識は覆る。

※写真は開発中のものです。デザインは予告なく変更する場合があります。
※実際のフード部分は不透明です。



Made in JAPAN



- 動物の細胞や組織の破碎
- 植物の細胞や組織の破碎
- 菌体の破碎

[ビーズ破碎機] 2010年2月発売 **¥200,000**
ビーズクラッシャー マイクロ **μT-01**


手軽でリーズナブルなビーズ破碎機!!

動物組織も強力に破碎するマイクロチューブ1本架。


海外製品と比較して圧倒的な静粛性。



ネジロマイクロチューブ
1.5/2.0ml×1本



Max.4,600r/minの
横向き傘型振とう



ジルコニアビーズおよび
一部の金属ビーズに対応

速度設定	2,500・3,000・3,600・4,000・4,200・4,600r/min
振とう方式	横向き傘型振とう式
タイマー時間設定	6設定(5・10・15・30・45・60秒)
適応容器および架数	汎用ネジロマイクロチューブ 1.5/2.0ml × 1本
適応ビーズ	非金属ビーズ全般、他SUS製ビーズの一部

